

Über fibryga®

fibryga® ist ein Fibrinogen-Konzentrat mit zwei voneinander unabhängigen Herstellungsschritten zur Reduktion des Risikos einer Pathogenübertragung (Inaktivierung durch S/D-Behandlung und Entfernung durch 20nm-Nanofiltration).

Der schonende Herstellungsprozess führt zu einem hochreinen Produkt.

Die Haltbarkeit von fibryga® bei Raumtemperatur beträgt 2 Jahre.

Nach der Rekonstitution kann fibryga® für 24 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden.

Octapharma Handelsges.m.b.H
Oberlaaerstraße 235
A-1100 Wien
Tel: +43 (0) 610 32 0
Fax: +43 (0) 610 32 9103
E-mail: kundenservice@octapharma.com
www.octapharma.at

Octapharma GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 11
D-40764 Langenfeld
Tel: +49 (0) 2173 917-0
Fax: +49 (0) 2173 917-111
E-mail: info@octapharma.de
www.octapharma.de

Nur für Fachpersonen

octapharma®
For the safe and optimal use of human proteins

Octajet Kurzanleitung

Ausführliche Anleitung im Innenteil



1 Schutzfolie entfernen



2 Octajet auf den Flaschenhals stecken



3 Blister entfernen



4 Lösungsmittelflasche auf Produktflasche stecken



5 Distanzring herausziehen



6 Trennfläche nach unten drücken



7 Lösungsmittel fließt in die Produktflasche



8 Lösungsmittelflasche abziehen



9 Nach vollständigem Lösen, Filter aufdrehen



10 Lösung aufziehen

fibryga®

Humanes Fibrinogen

Gebrauchsanweisung für Octajet

Das Transfersystem für eine leichtere Rekonstitution



octapharma®
For the safe and optimal use of human proteins



Die Schutzfolie vollständig von der Verpackung des Octajets entfernen. Nehmen Sie diesen aber **NICHT** aus dem Blister heraus.

Die Verschlusskappe von der Produktflasche entfernen



Die Produktflasche auf eine ebene Fläche stellen und festhalten. Den Blister mit dem Octajet greifen und den Dorn des Octajets senkrecht nach unten durch das Zentrum des Stopfens der Produktflasche stechen, bis das Octajet auf dem Flaschenhals einrastet.



Den Blister vom angeschlossenen Octajet entfernen. Den Dorn **NICHT** berühren!

* Wasser für Injektionszwecke

Die Verschlusskappe von der Lösungsmittelflasche* entfernen



Die Lösungsmittelflasche umdrehen, senkrecht und zentral auf die Produktflasche aufsetzen und bis zum Anschlag nach unten drücken. Das Lösungsmittel fließt **NICHT** automatisch in die Produktflasche.



Die Lösungsmittelflasche und Octajet festhalten und den Distanzring durch gerades Herausziehen entfernen.



Die blaue Trennfläche des Octajets nach unten drücken. Das Lösungsmittel fließt automatisch in die Produktflasche.



Die leere Lösungsmittelflasche von der Produktflasche trennen. Um dies zu tun, Produktflasche mit dem Octajet festhalten und den blauen Teil des Octajets um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Den blauen Teil mit der leeren Lösungsmittelflasche abziehen.

Das Produkt durch leichtes Schwenken vollständig lösen



Den mitgelieferten Filter auf den Luer Lock einer 50 ml-Spritze aufdrehen.



Das freie Ende des Filters auf die Produktflasche aufsetzen und die Lösung durch den Filter in die Spritze ziehen.